



Metodo di validazione di impianti e packaging destinati al confezionamento asettico e ultra-clean di prodotti alimentari

Per confezionamento in asettico s'intende il confezionamento in un contenitore sterile, in condizioni asettiche, di un prodotto precedentemente sterilizzato o pastorizzato. Gli impianti di confezionamento asettico sono costituiti da una sezione di sterilizzazione/pastorizzazione e di raffreddamento del prodotto, da una di sterilizzazione del contenitore e da una camera di riempimento e di tappatura.

I punti critici di questa tecnologia sono rappresentati dalla sanitizzazione del materiale di confezionamento e dal mantenimento delle condizioni di asetticità nella camera di riempimento durante tutte le fasi del processo. Pertanto, un impianto di confezionamento asettico richiede, sia in fase di progettazione sia in fase di installazione, la validazione del processo adottato.

***"Un impianto
microbiologicamente
validato per una produzione
sicura"***

Laboratory	SSICA
Specialization Area	Agroalimentare
Contacts	Paola Mutti
Keyword	impianto asettico, validazione microbiologica, low acid foods, high acid foods



Fig. 1: Impianto di confezionamento asettico






Fig. 2: Microrganismi target utilizzati per la validazione microbiologica

Description

La validazione degli impianti asettici è la dimostrazione scientifica dell'efficacia del processo di sanitizzazione della camera di riempimento e dei contenitori utilizzati per il confezionamento di prodotti.

Viene effettuata mediante l'impiego di microrganismi target, scelti in funzione della tipologia di agente sanitizzante impiegato, che abbiano dimostrato una elevata resistenza allo stesso.

Per validare un impianto vengono utilizzati Indicatori Biologici (IB), composti dal microrganismo target e da un carrier su cui esso è depositato.

Gli IB sono costituiti da un materiale simile a quello da testare, per cui i più comuni sono quelli in acciaio inox o alluminio, sebbene si possano utilizzare anche IB in teflon, PET, HDPE, etc.

Gli IB vengono posizionati in punti specifici all'interno dell'impianto o del packaging e sottoposti al processo da validare: l'efficacia viene valutata in termini di riduzioni logaritmiche decimali del microrganismo impiegato.

Il numero di riduzioni logaritmiche viene, quindi, confrontato con i valori presenti in alcune delle linee guida internazionali, in quanto ad oggi non esiste alcuna normativa europea o extraeuropea da seguire.

Innovative aspects

Il processo di bio-validazione non solo consente di valutare l'effetto sterilizzante dei più comuni e conosciuti mezzi fisici (es. radiazione UV-C, radiazioni ionizzanti) e chimici (es. perossido di idrogeno, acido peracetico) attualmente in commercio, ma anche l'efficacia di tecnologie emergenti quali gli apparati a luce pulsata, a luce UVC-LED o ad infrarosso.

Molto interessante è risultata pure la possibilità di testare nuove tecnologie di inattivazione chimica mediante ozono in soluzione acquosa o in forma gassosa.

Potential applications

Il processo di bio-validazione risulta fondamentale per aziende produttrici di impianti ultra-clean o asettici, imprese alimentari per verificare l'efficacia del trattamento di sanificazione degli impianti e del packaging.

Il metodo è applicabile a differenti tipologie di packaging e impianti di confezionamento, così classificati:

- classe IV (*ultra-clean*), destinati al confezionamento di alimenti stabili a temperatura ambiente con $\text{pH} \leq 4,6$ e alimenti refrigerati con $\text{pH} > 4,6$
- classe V (asettici), utilizzati per alimenti stabili a temperatura ambiente con $\text{pH} > 4,6$






Fig. 3: Tecniche di preparazione degli Indicatori Biologici

Application example

Valutazione dell'efficacia del trattamento di sterilizzazione mediante una soluzione di "ECOLAB P3 Oxonia active "perossido di idrogeno e acido peracetico al 3% su: - bocchelli di sacchi per il confezionamento asettico, precedentemente radio-gammati e inoculati nei "punti sfavoriti", individuati tramite prove di mappatura preliminari; Testata di riempimento asettica, anch'essa valutata mediante IB collocati nei "punti sfavoriti" del trattamento di sanitizzazione.

Le prove sono state condotte utilizzando una sospensione sporale a concentrazione nota del batterio *Bacillus atrophaeus* ATCC 9372, inoculato sia sui *device* non trattati (controlli positivi) sia sui *device* da sottoporre al processo di sterilizzazione. Per quanto riguarda i bocchelli, le prove sono state effettuate prendendo in considerazione una numerosità campionaria minima pari a 5 unità per i campioni non trattati (controlli positivi) e pari a 20 unità per i campioni trattati. Per quanto riguarda la testata di riempimento asettica, le prove sono state effettuate prendendo in considerazione una numerosità campionaria minima pari a 5 unità per i campioni non trattati (controlli positivi) e pari a 10 unità per i campioni trattati. Per entrambi i *device*, le prove sono state effettuate in triplo, in modo da fornire una significatività statistica alle prove eseguite. Al termine delle prove, tutti i campioni sono stati recuperati ed analizzati microbiologicamente.

Il numero di riduzioni logaritmiche impartite dal processo è stato ottenuto per differenza tra il logaritmo della concentrazione iniziale di spore (N_0) e il logaritmo della concentrazione delle spore sopravvissute al processo succitato (N_f). La bio-validazione ha avuto esito positivo poiché il numero di riduzioni logaritmiche ottenute è risultato in linea con gli obiettivi prefissati (≥ 5 Log).

Involved partners

Il lavoro è stato svolto in collaborazione con aziende Italiane del settore conserviero e aziende costruttrici di impianti di confezionamento asettico.

Implementation Time

6 mesi per la completa realizzazione

Technology Readiness Level

TRL 4 - tecnologia validata in laboratorio

Exploitation

Nell'ambito della produzione di alimenti fluidi a bassa e/o elevata acidità, il metodo può essere utilizzato per validare impianti di confezionamento asettico e differenti tipologie di packaging .





SSICA

Stazione Sperimentale Industria Conserve Alimentari



SSICA, Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari, Fondazione Nazionale per la Ricerca Internazionale, svolge attività di ricerca fondamentale, applicata e di sviluppo sperimentale, di presidio tecnologico, di analisi e consulenze, di trasferimento dei risultati, di formazione e altre attività correlate, in favore delle aziende che operano nel settore conserviero dell'agroalimentare.

La SSICA opera sul territorio nazionale attraverso la sede in Parma e la sezione di Anghi (SA).

Ricerca:

- Fondamentale, industriale e di sviluppo sperimentale con ricaduta diretta sul settore agro-alimentare
- Commissionata dalle imprese o dalle Associazioni di categoria
- Partecipazione a progetti di ricerca nazionale e internazionale

Assistenza alle aziende:

- Supporto tecnologico e normo-tecnico, sia presso SSICA sia presso le aziende
- Analisi, controllo e sperimentazione di prodotti, imballaggi, processi e nuove tecnologie, metrologia
- Progettazione di nuovi prodotti/formulati e/o aggiornamento degli esistenti
- Test di mercato, analisi sensoriale, consumer science, studi di shelf life
- Supporto all'ottimizzazione e al miglioramento di processi produttivi
- Trasferimento di conoscenze tecnologiche per il miglioramento della capacità di sviluppo innovativo, sicurezza e sostenibilità delle produzioni
- Supporto per l'adozione e il monitoraggio delle migliori condizioni d'igiene e sicurezza
- Supporto alla difesa delle produzioni tipiche
- Divulgazione scientifica.

Website <http://www.ssica.it>

Director Paolo Cozzolino

Published on 27/12/2023

